



NEUTRALIZADOR LEGOR NEUT-SA PARA BAÑOS



2-9382-0-0

El neutralizador de Legor es el último gran avance en el proceso de baños galvánicos. Sus principales ventajas son la eficacia, rapidez y fácil preparación (50 gr/l). Bastan 30 segundos de tratamiento para neutralizar las piezas. Evita la mayoría de problemas ocasionados por la contaminación del baño, generalmente producidos por los compuestos de origen alcalino utilizados tradicionalmente en la limpieza por ultrasonidos y en el baño del desengrase electrolítico.

La no utilización del neutralizador o agua acidulada provocará el aumento del Ph del baño, que tendrá como consecuencia el deterioro total o parcial del baño galvánico que estemos utilizando.

CARACTERÍSTICAS:

- Formato: Sales
- Color: Amarillo claro
- Volumen: Permite preparar 20 unidades de 1 litro
- Dosificación: 50 gr / litro
- Temperatura de trabajo: Ambiente
- Voltaje: No necesita
- Contenido: 1Kg

MODO DE USO:

- Verter 50 gr por litro de compuesto en el vaso previsto para la neutralización.
- Sujetar firmemente la pieza a neutralizar con hilo de cobre, lavarla con ultrasonidos o con agua y jabón y aclararla con abundante agua destilada.
- * No tocar la pieza con las manos. Sumergir en la solución neutralizadora durante 30 segundos a temperatura ambiente sin voltaje.
- Aclarar con agua destilada.
- Tratar la pieza con el baño galvánico utilizado habitualmente.